

Designed and Produced by

PR  TECTA[®]
Medical AB

EasyRoll
systemet
glidlakan för alla tillfällen

EasyRoll Glidvante

*För snabb justering av sitt- eller liggställning,
gärna tillsammans med EasyRoll Glidlakan*



Art nr 4700

För enkel och snabb justering av sitt- eller liggställning, för alla mindre förflyttningar. Glidvantens yta med låg friktion gör det möjligt att få in en hjälpare hand mellan patienten och stol/säng etc, och förenklar då att justera patientens läge.
Färg ljusblå.

Glidvanten har ett spärrskikt av jerseybelagd polyuretan gör att vanten inte omedelbart läcker igenom vid kontakt med väta. Vanten som är i universalstorlek passar både för höger och vänster hand.

Material

glidyta: 100% blå polyester
stopning: polyester
spärrskikt: polyuretan

Tvättinstruktion

tvättas i 60-90 grader
torkas i max 60 grader

Beställning av Glidvanten och övriga EasyRoll-produkter
görs med fördel på vår hemsida

www.protecta.nu

PR  TECTA[®]
Medical AB

Box 3078
903 03 Umeå

Tel: 090-14 26 25
Fax: 090-13 64 52

Hemsida: www.protecta.nu
E-post: info@protecta.nu